

## HeartSine samaritan PAD Trainer komplett

TRN-350-xx (SAM 350P)  
TRN-360-xx (SAM 360P)  
TRN-500-xx (SAM 500P)

Der Samaritan PAD Trainer mit Fernbedienung führt den Anwender durch eine simulierte Analyse, Energieabgabe und angeleitete HLW mit der Optik und Haptik eines echten Samaritan Public Access Defibrillators (PAD) ohne die tatsächliche Ladung und Entladung eines elektrischen Schocks.

Inklusive Trainer-Pak mit drei Paar Trainingselektroden, Aufladegerät und Tragekoffer.



### Trainer-Pak (Ersatz-Elektrodenkassette)

TRAINER-PAK-04

Die Trainer Pak Elektrodenkassette mit einfachem Aufrollsystem dient zur Aufbewahrung der Elektroden und Kabel. Die praktische Aufrollfunktion verkürzt die Rücksetzzeit des Systems.



### Trainingselektroden

10 Stk TRN-ACC-02

25 Stk TRN-ACC-03

Wiederverwendbare, austauschbare Trainingselektroden zum Üben an Prüfpuppen. Lassen sich einfach wieder auf die Schutzfolie kleben.



### Fernsteuerung (Ersatz)

TRN-ACC-16 (SAM 350P)

TRN-ACC-18 (SAM 360P)

TRN-ACC-17 (SAM 500P)

Multifunktions-Fernsteuerung mit Auswahl zwischen sechs ERC/AHA-Szenarien für Live-Demos bzw. Training. Mit einer Fernbedienung lassen sich sogar gleichzeitig mehrere Trainergeräte bedienen (Reichweite: 3-5 Meter).

Die Fernsteuerung für den **SAM 500P Trainer** bietet dem Schulungsleiter die Möglichkeit der Auswahl geeigneter CPR Advisor Anweisungen je nach Kompressionsrate des Schulungsteilnehmers.



### Ladegerät (Ersatz)

TRN-ACC-14

Das Aufladegerät dient zum Aufladen der integrierten Batterie des samaritan PAD Trainer in nur vier Stunden. Dies ermöglicht einen Betrieb des Trainers bis zu sieben Stunden, d.h. für die Dauer eines ganzen Schultages, mit einer einzigen Aufladung.

